

Anti-Dldh/Dld Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09622

Artikelnummer: CM0008314



Einführung

Kaninchen anti-DLDH/DLD monoklonaler Antikörper (P09622). Für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zum mitochondrialen Dehydrogenase-Komplex und zur Histon-Succinylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLDH/DLD Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	E3; LAD; DLDD; DLDH; GCSL; PHE3; OGDC-E3; DLDH/DLD
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1738
GeneID	1738
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 401-500 von humanem DLDH/DLD (P09622) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09622
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eistasche