

Anti-Dlg1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q12959

Artikelnummer: CM0026706



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes DLG1 (SAP97) gerichtet ist, für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Zellpolarität, Synapsenbiologie und kardialer Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	DLG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hdlg; DLGH1; SAP97; SAP-97; DLG1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1739
Gen-ID	1739
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-190 von humanem DLG1 (NP_004078.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12959
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel