


## Anti-Dlg3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q92796

Artikelnummer: CM0019901



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DLG3 (SAP102), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung synaptischer Plastizität und des Lernens. SWISS: Q92796.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter           | Wert                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname         | DLG3-Kaninchen-pAb                                                                                                    |
| Bezeichnungen/Alias | MRX; XLMR; MRX90; NEDLG; SAP102; XLID90; PPP1R82; DLG3                                                                |
| Spezies             | Mensch                                                                                                                |
| GeneID (Mensch)     | 1741                                                                                                                  |
| GeneID              | 1741                                                                                                                  |
| Immunogen           | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 464-817 des humanen DLG3 (NP_066943.2) entspricht |
| Quelle              | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie           | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung           | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität    | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                   |
| SWISS               | Q92796                                                                                                                |
| Proteingewicht      | 90 kDa                                                                                                                |
| Versand             | Kühlakku                                                                                                              |