

Anti-Dlgap2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P1A6

Artikelnummer: CM0018232

Einführung

DLGAP2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Zielt auf menschliches DLGAP2 ab, ein postsynaptisches Gerüstprotein, das an der synaptischen Organisation beteiligt ist. Ideal für neurowissenschaftliche und signalwegbezogene Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLGAP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	DAP2; SAPAP2; C8orf68; ERICH1-AS1; DLGAP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9228
GenID	9228
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 550-800 des menschlichen DLGAP2 (NP_004736.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9P1A6
Proteingewicht	118 kDa
Versand	Eisbeutel