

Anti-Dlk1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P80370

Artikelnummer: CM0026096



Einführung

DLK1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes humanes DLK1 (aa 24-303) hergestellt wurde. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für neuroendokrine und entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1
Spezies	Human
GeneID	8788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-303 von humanem DLK1 (P80370) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P80370
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistasche