

## Anti-Dlk1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P80370

Artikelnummer: CM0027224



### Einführung

DLK1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (P80370) validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Geeignet für Studien zur neuroendokrinen Differenzierung. Quelle: Kaninchen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktname       | DLK1 Kaninchen pAb                                     |
| Bemerkungen/Aliae | DLK; FA1; ZOG; pG2; DLK-1; PREF1; Delta1; Pref-1; DLK1 |
| Spezies           | Mensch                                                 |
| Gen-ID (Mensch)   | 8788                                                   |
| Gen-ID            | 8788                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                                  |
| Quelle            | Kaninchen                                              |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                           |
| SWISS             | P80370                                                 |
| Proteingewicht    | 41 kDa                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                              |