

Anti-DLL3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyj7

Artikelnummer: CM0022649

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches DLL3 gerichtet ist und für Western Blot, IHC-P und ELISA geeignet ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Notch-Signalübertragung und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCDO1; DLL3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 520-618 von menschlichem DLL3 (NP_058637.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYJ7
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel