

Anti-DLL4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Fc, Elisa - Q9Nr61

Artikelnummer: CM0004726

Einführung

Anti-DLL4 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IP, FC, ELISA. Targetiert menschliches DLL4, ein Notch-Ligand, der an Angiogenese und Neurogenese beteiligt ist. Geeignet für Gefäßbiologie und Notch-Signalweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLL4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AOS6; delta4; hdelta2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54567
Gen-ID	54567
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-524 des menschlichen DLL4 (NP_061947.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NR61
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel