

Anti-DLL4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nr61

Artikelnummer: CM0013376



Einführung

Hochwertqualitativer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen DLL4 gerichtet ist, einen Notch-Liganden, der an Angiogenese und Entwicklung beteiligt ist. Erkennt menschliches, murines und rattiges DLL4 in WB und ELISA. Ideal für Forschung in der Gefäßbiologie und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AOS6; delta4; hdelta2; DLL4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54567
GenID	54567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 317-530 von menschlichem DLL4 (NP_061947.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NR61
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel