


Anti-DLST Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36957

Artikelnummer: CM0017037



Einführung

Kaninchen-Anti-DLST-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten-DLST, einem Schlüsselenzym im 2-Oxoglutarat-Dehydrogenase-Komplex. Geeignet für mitochondriale und nukleäre Succinylierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLST Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DLTS; KGD2; PGL7; DLST
Spezies	Human
GeneID (Human)	1743
GeneID	1743
Immunogen	synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem DLST (NP_001924.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P36957
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel