

Anti-Dlx2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q07687

Artikelnummer: CM0025720

Einführung

Anti-DLX2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. DLX2 ist ein Homeobox-Transkriptionsfaktor, der an neuronaler Differenzierung und kraniofazialer Entwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TES1; TES-1; DLX2
Spezies	Human
Gen-ID	1746
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 von humanem DLX2 (NP_004396.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q07687
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel