

Anti-Dlx3 (Ai4, Tdo) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60479

Artikelnummer: CM0002227



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes DLX3 (Homeobox-Protein DLX-3). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation und Zahnentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLX3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Ai4; TDO; DLX3
Spezies	Human
GeneID	1747
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 188-287 von humanem DLX3 (O60479) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O60479
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche