

Anti-Dlx6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P56179

Artikelnummer: CM0027384

Einführung

DLX6 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes DLX6, einen Homeobox-Transkriptionsfaktor, der an der Entwicklung beteiligt ist. Ideal für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DLX6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DLX6
Spezies	Human
GeneID (human)	1750
GeneID	1750
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 119-293 von humanem DLX6 (NP_005213.3) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P56179
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel