


Polyklonaler Anti-Dmap1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Npf5

Artikelnummer: CM0019433



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen DMAP1 (EAF2, SWC4), validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. DMAP1 ist ein Transkriptionsregulator und Chromatinmodifikator. 53 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DMAP1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55929
Gen-ID	55929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-305 des humanen DMAP1 (NP_061973.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPF5
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Kühlakku