


## Anti-Dmap1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Npf5

Artikelnummer: CM0002176



### Einführung

DMAP1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, geeignet für WB und ELISA, zielt auf menschliches DNA-Methyltransferase 1-assoziiertes Protein 1 (Q9NPF5) ab. Wichtige Komponente des NuA4-Histonacetyltransferase-Komplexes, der an Transkription, DNA-Reparatur und Apoptose beteiligt ist. Großversorgung für die IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                      |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Produktname       | DMAP1 Kaninchen mAb                       |
| Bemerkungen/Alias | EAF2; SWC4; MEAF2; DNMAP1; DNMTAP1; DMAP1 |
| Spezies           | Mensch                                    |
| Gen-ID (Mensch)   | 55929                                     |
| Gen-ID            | 55929                                     |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid                      |
| Quelle            | Kaninchen                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                    |
| SWISS             | Q9NPF5                                    |
| Proteingewicht    | 53kDa                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                 |