


Anti-Dmc1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14565

Artikelnummer: CM0026714



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes DMC1, ein meiotisches Rekombinationsprotein. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Meiose- und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DMC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DMC1H, LIM15, dj199H16.1, DMC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11144
Gen-ID	11144
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem DMC1 (NP_008999.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14565
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel