

Anti-Dmp1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13316

Artikelnummer: CM0021994

Einführung

Der Anti-DMP1-Polyklonale Antikörper (Q13316) von CamelBio ist für WB- und ELISA-Anwendungen konzipiert und zielt auf humanes, murines und rattes DMP1 ab. Ideal für die Forschung zur Osteoblastendifferenzierung und Biomineralisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DMP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1758
GenID	1758
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem DMP1 (NP_004398.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13316
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel