

Anti-Dmp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13316

Artikelnummer: CM0016047

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen das saure Phosphoprotein 1 der menschlichen Dentinmatrix (DMP1; auch bekannt als DMP-1, ARHP) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung zu Osteoblastendifferenzierung und Biomineralisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DMP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARHP; ARHR; DMP-1; DMP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1758
Gen-ID	1758
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 254-513 von menschlichem DMP1 (NP_004398.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13316
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel