

Anti-Dmrt1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5R6

Artikelnummer: CM0025327



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DMRT1 (39 kDa), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung der männlichen Geschlechtsbestimmung, Spermatogenese und Hodenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DMRT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DMT1; CT154; DMRT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1761
Gen-ID	1761
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 134-373 von humanem DMRT1 (NP_068770.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y5R6
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel