


Anti-Dmt1/Slc11A2 Monoklonaler Antikörper Für Wb - P49281

Artikelnummer: CM0004956



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen DMT1/SLC11A2 (DMT1, NRAMP2), validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Zielt auf den für die Eisenhomöostase essentiellen divalenten Metalltransporter ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DMT1/SLC11A2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DCT1; DMT1; AHMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4891
Gen-ID	4891
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von menschlichem DMT1/SLC11A2 (NP_000608.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49281
Proteingewicht	61KDa/62KDa/64KDa/65KDa
Versand	Eisbeutel