


Anti-Dmt1/Slc11A2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49281

Artikelnummer: CM0017346



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DMT1/SLC11A2 (NRAMP2), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Eisentransport und zur Eisenhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DMT1/SLC11A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DCT1; DMT1; AHMIO1; NRAMP2; DMT1/SLC11A2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4891
Gen-ID	4891
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-63 von humanem DMT1/SLC11A2 (NP_001167597.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49281
Protein-Gewicht	62kDa
Versand	Eistasche