

Anti-Dmtf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y222

Artikelnummer: CM0023121



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes DMTF1 gerichtet ist, ein Cyclin-D-bindender Myb-ähnlicher Transkriptionsfaktor, der an Zellzyklusarrest und Tumorsuppression beteiligt ist. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DMTF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DMP1, DMTF, MRUL, hDMP1, DMTF1
Spezies	Mensch
GenID	9988
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 561-760 von humanem DMTF1 (NP_066968.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y222
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel