

Monoklonaler Anti-Dna-Ligase-I-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18858

Artikelnummer: CM0005218



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humane DNA-Ligase I, validiert für Western Blotting, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu DNA-Reparatur, Replikation und Rekombination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-Ligase I Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	LIGI; IMD96; hLig1; DNA Ligase I
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3978
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-91 der humanen DNA-Ligase I (P18858) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18858
Proteinmasse	102 kDa
Versand	Eisbeutel