

Anti-Dna-Ligase Iii/Lig3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49916

Artikelnummer: CM0006790



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes DNA-Ligase III/LIG3 (P49916). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu DNA-Reparatur und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-Ligase III/LIG3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA-Ligase III/LIG3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3980
GeneID	3980
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von menschlicher DNA-Ligase III/LIG3 (NP_039269.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49916
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel