

Anti-Dna Ligase Iii/Lig3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49916

Artikelnummer: CM0013372



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DNA Ligase III (LIG3/LIG2) für Anwendungen in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humane, murine und Ratten-Proteine. Geeignet für die DNA-Reparatur, mitochondriale Basenexzisionsreparatur und MTDPS20-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA Ligase III/LIG3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA Ligase III/LIG3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3980
GenID	3980
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 254-460 von menschlicher DNA Ligase III/LIG3 (NP_039269.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49916
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel