

Anti-Dna-Ligase-Iii/Lig3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P49916

Artikelnummer: CM0019806



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die humane DNA-Ligase 3 (LIG3) für WB, IP und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem Protein. Ideal für die Erforschung der DNA-Reparatur und der mitochondrialen Basenexzisionsreparatur. Molekulargewicht: 113 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-Ligase III/LIG3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LIG2; MTDPS20; LIG3alpha; DNA-Ligase III/LIG3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3980
GeneID	3980
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 730-1009 der humanen DNA-Ligase III/LIG3 (NP_039269.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49916
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Kühlakku