


Anti-Dna-Ligase Iv Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49917

Artikelnummer: CM0003250



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane DNA-Ligase IV (LIG4), validiert für Western Blot und ELISA. Essentiell für NHEJ-DNA-Reparatur- und V(D)J-Rekombinationsstudien, mit einem Molekulargewicht von 104 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA Ligase IV Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LIG4S; DNA Ligase IV
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3981
Gen-ID	3981
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 504-685 der humanen DNA-Ligase IV (P49917) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P49917
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel