


Anti-Dna-Ligase Iv Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49917

Artikelnummer: CM0020581



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humane DNA-Ligase IV (LIG4). Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu NHEJ und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-Ligase IV Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LIG4S; DNA-Ligase IV
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3981
Gen-ID	3981
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 der humanen DNA-Ligase IV (NP_002303.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49917
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Eisbeutel