


Anti-Dna-Pkcs Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78527

Artikelnummer: CM0016481



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen die katalytische Untereinheit der humanen DNA-PK (PRKDC). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Geeignet für Forschung zu DNA-Schadensreparatur, nicht-homologe Endverbindung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-PKcs Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5591
GenID	5591
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 3993-4128 des humanen DNA-PKcs (NP_008835.5) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78527
Proteinmasse	469 kDa
Versand	Eisbeutel