


Anti-Dna-Pkcs Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P78527

Artikelnummer: CM0003774



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches DNA-PKcs (SWISS: P78527) gerichtet ist. Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Ideal für Studien zur DNA-Schadensreparatur und Kinase-Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-PKcs Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5591
GenID	5591
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 3993-4128 von menschlichem DNA-PKcs (NP_008835.5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78527
Proteingewicht	469 kDa
Versand	Eisbeutel