


Anti-Dna-Pkcs Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78527

Artikelnummer: CM0030923



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen das humane DNA-PKcs (PRKDC)-Protein gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Forschung zur DNA-Schadensreparatur und Kinase-Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-PKcs Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5591
GenID	5591
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P78527
Proteingewicht	469 kDa
Versand	Eisbeutel