

Anti-Dna-Polymerase-Beta-Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06746

Artikelnummer: CM0007541



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen DNA-Polymerase beta, geeignet für WB, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Erkennt das 38kDa-Protein in Human-, Maus- und Rattenproben. Ein wichtiges Reagenz für die Basenexzisionsreparatur-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-Polymerase-beta-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	POLB; DNA-Polymerase beta; DNA Polymerase beta
Spezies	Human
GeneID (Human)	5423
GeneID	5423
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 236-335 der humanen DNA-Polymerase beta (P06746) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06746
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel