

Anti-Dna-Polymerase Beta Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06746

Artikelnummer: CM0020779



Einführung

KO-validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die menschliche DNA-Polymerase beta (POLB). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt Proben von Mensch und Maus. Rekombinantes Immunogen. Ideal für Studien zur Basenexzisionsreparatur und DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KO Validiert] DNA-Polymerase beta Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	POLB; ta
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5423
Gen-ID	5423
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-335 der menschlichen DNA-Polymerase beta (NP_002681.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P06746
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel