

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Anti-Dna-Polymerase-Delta-Untereinheit 4 (Pold4/P12) Für Wb, Elisa - Q9Hcu8

Artikelnummer: CM0026168



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die menschliche DNA-Polymerase-Delta-Untereinheit 4 (POLD4/p12), geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Nützlich für die Untersuchung von DNA-Replikation, Reparatur und genomischer Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	POLD4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	p12; POLD5; POLD4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57804
Gen-ID	57804
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-107 der menschlichen POLD4 enthält (NP_066996.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HCU8
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel