


Anti-Dna-Polymerase-Eta-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9Y253

Artikelnummer: CM0019777



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane DNA-Polymerase eta (POLH), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung der Translasionssynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-Polymerase eta Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	XPV; XP-V; RAD30; RAD30A; DNA-Polymerase eta
Spezies	Human
GeneID (Human)	5429
GeneID	5429
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 322-520 der humanen DNA-Polymerase eta (NP_006493.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y253
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Kühlakku