

Anti-Dna-Polymerase Gamma Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54098

Artikelnummer: CM0002489

Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humane DNA-Polymerase gamma (POLG). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Wesentliches Reagenz für Studien zur Replikation und Reparatur der mitochondrialen DNA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-Polymerase gamma Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PEO; MDP1; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDPS4A; MTDPS4B; DNA-Polymerase gamma
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5428
Gen-ID	5428
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P54098
Proteingewicht	140 kDa
Versand	Eisbeutel