


## Anti-Dna-Polymerase Gamma Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54098

Artikelnummer: CM0027605



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane DNA-Polymerase gamma (POLG). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für mitochondriale DNA-Replikation und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DNA-Polymerase gamma Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | PEO; MDP1; SCAE; MIRAS; POLG1; POLGA; SANDO; MTDP54A; MTDP54B; DNA-Polymerase gamma                                                        |
| Spezies           | Human                                                                                                                                      |
| GeneID (Human)    | 5428                                                                                                                                       |
| GeneID            | 5428                                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 540-720 der humanen DNA-Polymerase gamma (NP_002684.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                         |
| SWISS             | P54098                                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 140kDa                                                                                                                                     |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                                  |