

Anti-Dna-Polymerase Kappa (Polk) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ubt6

Artikelnummer: CM0018713



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane DNA-Polymerase Kappa (POLK, DINP, DINB1). Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Zielt auf das Translesions-Synthese-DNA-Reparaturprotein ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DINP; POLQ; DINB1; POLK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51426
GenID	51426
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem POLK (NP_057302.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBT6
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Eisbeutel