

## Anti-Dna-Topoisomerase I (Top1) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P11387

Artikelnummer: CM0003260



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen DNA-Topoisomerase I (TOP1) gerichtet ist. Validiert für WB-, IHC-P-, IF/ICC-, IP- und ELISA-Anwendungen in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Chromatin- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DNA-Topoisomerase I (TOP1) Kaninchen-mAb                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | TOPI; DNA-Topoisomerase I (TOP1)                                                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 7150                                                                                                                                         |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlicher DNA-Topoisomerase I (TOP1) (P11387) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                          |
| SWISS             | P11387                                                                                                                                       |
| Proteinmasse      | 91 kDa                                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                    |