

Anti-Dna-Topoisomerase I (Top1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P11387

Artikelnummer: CM0015030



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane DNA-Topoisomerase I (TOP1) für WB, IHC-P, IP und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Erkennt ein 91 kDa Protein, das an DNA-Topologie und Transkription beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-Topoisomerase I (TOP1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TOPI; DNA-Topoisomerase I (TOP1)
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7150
GeneID	7150
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 1-100 von humanem TOP1 (NP_003277.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P11387
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eistasche