

## Anti-Dna-Topoisomerase II Alpha (Top2A) Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P11388

Artikelnummer: CM0013197



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humane DNA-Topoisomerase II alpha (TOP2A) gerichtet ist, validiert für IF/ICC und ELISA. Geeignet für Krebs- und Zellbiologie-Forschung, erkennt ein 174 kDa Protein. - P11388

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | DNA-Topoisomerase II alpha (TOP2A) Kaninchen-pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | TOP2; TP2A; TOP1IA; TOP2alpha; DNA-Topoisomerase II alpha (TOP2A)                                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 7153                                                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1314-1503 der humanen DNA-Topoisomerase II alpha (TOP2A) (NP_001058.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                        |
| Anwendung         | IF/ICC, ELISA                                                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                                        |
| SWISS             | P11388                                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 174 kDa                                                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                     |