


Anti-Dna-Topoisomerase-Ii-Alpha (Top2A) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb - P11388

Artikelnummer: CM0012077



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane DNA-Topoisomerase II alpha (TOP2A), validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Zellzyklus-, Chromatin- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNA-Topoisomerase II alpha (TOP2A) monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; DNA-Topoisomerase II alpha (TOP2A)
Spezies	Human
GeneID (Human)	7153
GeneID	7153
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1432-1531 der humanen DNA-Topoisomerase II alpha (TOP2A) (P11388) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11388
Proteingewicht	174 kDa/178 kDa/179 kDa/183 kDa
Versand	Eisbeutel