

Anti-Dnaja1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper [Ko-Validiert] Für Wb, If/Icc, Elisa - P31689

Artikelnummer: CM0016910



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen DNAJA1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Apoptose, Chaperonen und Proteintransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] DNAJA1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	DJ-2; DjA1; HDJ2; HSDJ; HSJ2; HSJ-2; HSPF4; NEDD7; hDJ-2; A1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3301
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 178-397 des menschlichen DNAJA1 (NP_001530.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31689
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel