


Anti-Dnaja2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60884

Artikelnummer: CM0030888



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes DNAJA2 (DnaJ-Homolog, Untergattung A, Mitglied 2) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für Studien zu Chaperonen und Proteinfaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DJ3, CPR3, DJA2, DNAJ, DNJ3, RDJ2, HIRIP4, PRO3015, DNAJA2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10294
Gen-ID	10294
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 233-412 von humanem DNAJA2 (NP_005871.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60884
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel