


Anti-Dnaja3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ey1

Artikelnummer: CM0029837



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DNAJA3 (TID1, hTid-1), validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattespezifisches DNAJA3. Ideal für Apoptose- und mitochondriale Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TID1; HCA57; hTID-1; DNAJA3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9093
Gen-ID	9093
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 221-480 von humanem DNAJA3 (NP_005138.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96EY1
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel