

Anti-Dnajb11-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubs4

Artikelnummer: CM0014266

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes DNAJB11 (ERdj3), einen ER-Co-Chaperon. Validiert für WB, IHC-P, ELISA und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur Proteinfaltung und zum ER-Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJB11-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DJ9; EDJ; Dj-9; ERj3; PKD6; ABBP2; ERdj3; ERj3p; ABBP-2; UNQ537; PRO1080; DNAJB11
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51726
Gen-ID	51726
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 89-358 des humanen DNAJB11 (NP_057390.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBS4
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku