


Anti-Dnajb12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q9Nxx2

Artikelnummer: CM0014141



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DNAJB12, ein Co-Chaperon, das an Proteinfaltung, ERAD und Kaliumkanalreifung beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA in menschlichen, Maus- und Rattenproben. Ideal für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJB12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DJ10; DNAJB12
Spezies	Mensch
GenID	54788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 250-409 des menschlichen DNAJB12 (NP_060096.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NXW2
Proteinmasse	42kDa
Versand	Eisbeutel