

Anti-Dnajb14 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tbm8

Artikelnummer: CM0027345

Einführung

DNAJB14 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, der gegen humanes DNAJB14 gerichtet ist – ein Co-Chaperon für die Proteinqualitätskontrolle und Reifung von Ionenkanälen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu ER-Stress und viralen Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJB14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EGNR9427; PRO34683; DNAJB14
Art	Mensch
GenID (Mensch)	79982
GenID	79982
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-120 von humanem DNAJB14 (NP_001026893.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TBM8
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel