

Anti-Dnajb1/Hsp40 Monoklonaler Antikörper () Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P25685

Artikelnummer: CM0008471



Einführung

-konjugierter kanincher monoklonaler Antikörper gegen humanes DNAJB1/HSP40. Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie, ideal für die Untersuchung von Chaperon-vermittelter Proteinfaltung und Hitzeschockantwort. Kreuzreaktiv mit humanem Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch DNAJB1/HSP40 mAk
Bemerkungen/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3337
Gen-ID	3337
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 241-340 von humanem DNAJB1/HSP40 entspricht (NP_006136.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25685
Proteinmasse	27 kDa/38 kDa
Versand	Eisbeutel