

Anti-Dnajb6 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75190

Artikelnummer: CM0027078



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen DNAJB6, ein Chaperon, das mit Neurodegeneration und Muskelerkrankungen in Verbindung steht. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Untersuchungen zu Proteinaggregation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	DNAJB6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DJ4, MRJ, DnaJ, HSP2, HHDJ1, HSP-2, MSJ-1, LGMD1D, LGMD1E, LGMD1, DNAJB6
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10049
Gen-ID	10049
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 177-326 des humanen DNAJB6 (NP_490647.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75190
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel